

MODULO PREPARAZIONE SCOTCH TEST RICERCA OSSIURI

IL CAMPIONAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO AL RISVEGLIO PRIMA DI EVACUARE L'INTESTINO E PRIMA DI QUALSIASI MANOVRA IGIENICA.

LA SERA PRECEDENTE EFFETTUARE UN LAVAGGIO ACCURATO E NON APPLICARE CREME IN ZONA ANALE.

MATERIALI PER L'ESECUZIONE DELLO SCOTCH-TEST

- Kit con vetrini, guanti e contenitore da ritirare presso il laboratorio.
- Nastro adesivo (ATTENZIONE: il nastro adesivo deve essere **TRASPARENTE**. Non utilizzare scotch opachi, colorati o satinati!)

PROCEDIMENTO:

1. Scrivere con una matita nome e cognome del paziente e data sulla parte opaca del vetrino;
2. Tagliare con una forbice un pezzo di nastro adesivo poco più corto del vetrino fornito dal laboratorio;
3. Porre il nastro con la parte adesiva sull'ano e comprimere bene con le dita per circa 15- 20 secondi;
4. Far aderire il nastro adesivo sul vetrino ponendo molta attenzione affinché il nastro sia ben disteso e non si formino pieghe;

ATTENZIONE: le uova di ossiuri sono appiccicose e molto infettive, pertanto durate tutte le fasi di raccolta del campione indossare sempre guanti protettivi e lavarsi accuratamente le mani ad operazioni ultimate.

Poiché la deposizione delle uova sulla cute perianale è intermittente è utile eseguire lo scotch test per tre giorni consecutivi.

Conservare i campioni in frigorifero (2-8 °C), fino al momento della consegna.